



JDENTALCARE

www.jdentalcare.com



REPREZENTANT AUTORIZAT JDENTALCARE ROMANIA
S.C TOPDENT TECHNIC SRL / CUI : 43646472
BUCURESTI , STR.BARBU VACARESCU 162
EMAIL : CONTACT@ALLONX.RO
CONTACT : +4074492166
WEB : WWW.JDENTALCARE.RO
E-SHOP : WWW.ALLONX.RO



JDENTALCARE
just smile



ALLONX
by Topdent Technic



MADE IN ITALY

IMPLANT CONEXIUNE CONICĂ 5°


JD ICON **PLUS** T

PUTEREA DESIGNULUI T

CONEXIUNE CONICĂ INTERNĂ
CU UN UNGHI DE 5 GRADE
(Conexiune tip Morse Taper)

DESIGN DE IMPLANT CONIC

DIAMETRU APICAL ÎNGUST



SPIRE ADÂNCI
cu muchii de tăietoare la vârf

STABILITATE PRIMARĂ RIDICĂTĂ
în orice tip de os

